

フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒトCD244/2B4 モノクローナル抗体 - Q9Bzw8

商品番号: CM0010537

前書き

ヒトCD244/2B4を標的とするウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用に検証済み。免疫原：組換えタンパク質（アミノ酸22-221）。NK細胞受容体を認識し、自然免疫・獲得免疫研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD244/2B4 mAb
備考/別名	CD244; 2B4; NAIL; NKR2B4; Nmrk; SLAMF4; CD244分子
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51744
遺伝子ID	51744
免疫原	ヒトCD244/2B4 (NP_001160135.1) のアミノ酸22-221に対応する配列の組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9BZW8
タンパク質分子量	30kDa/36kDa/41kDa
輸送	保冷剤入り