


ウサギ抗ヒトCd261/Trail-R1モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - O00220

商品番号: CM0010827



前書き

フローサイトメトリー用の高品質な標識ウサギ抗ヒトCD261/TRAIL-R1 (TNFRSF10A) モノクローナル抗体です。FCアプリケーション用に特別に設計されており、デスレセプターTRAIL-R1を標的とすることで、ヒト細胞におけるアポトーシス経路を確実に検出できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD261/TRAIL-R1 mAb
備考／別名	TNFRSF10A ; APO2 ; CD261 ; DR4 ; TRAILR-1 ; TRAILR1 ; TNF受容体スーパーファミリーメンバー10a
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8797
遺伝子ID	8797
免疫原	ヒトCD261/TRAIL-R1 (NP_003835.3) のアミノ酸124～232に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	O00220
タンパク質分子量	50kDa
輸送	保冷バッグ