


Rabbit Anti-Human Cd262/Dr5/Trailr2 Monoclonal Antibody For Fc - O14763. From Rabbit, Targets Amino Acids 56-182.

商品番号: CM0006020



前書き

Rabbit anti-Human CD262/DR5/TRAILR2

Monoclonal

Antibodyは、アポトーシスの重要なメディエーターであるヒトTRAIL受容体2（DR5）をフローサイトメトリー（FC）で検出するための蛍光標識抗体です。ウサギ由来で、アミノ酸56-182を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD262/DR5/TRAILR2 mAb
備考/別名	TNFRSF10B; CD262; DR5; KILLER; KILLER/DR5; TRAIL-R2; TRAILR2; TRICK2; TRICK2A; TRICK2B; TRICKB; ZTNFR9; TNF receptor superfamily member 10b
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8795
GeneID	8795
免疫原	組換えタンパク質（ヒトCD262/DR5/TRAILR2 (NP_003833.4) のアミノ酸56-182に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	O14763
タンパク質分子量	12kDa/45kDa/47kDa
配送	アイスパック