

ウサギ抗ヒト Cd263/Trail-R3 Mab - O14798

商品番号: CM0012034

前書き

TRAILのデコイ受容体であるヒトCD263/TRAIL-R3を対象とした、標識ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーに適しており、正常組織および腫瘍サンプルにおけるアポトーシス制御の解析を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD263/TRAIL-R3 mAb
備考/別名	TNFRSF10C; CD263; DCRI; DCRI-TNFR; LIT; TRAIL-R3; TRAILR3; TRID; TNF receptor superfamily member 10c
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	8794
GeneID	8794
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD263/TRAIL-R3(NP_003832.3)のアミノ酸26～235番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	O14798
タンパク質分子量	27kDa
輸送方法	保冷剤