

ウサギ抗ヒト CD263/Trail-R3 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - O14798

商品番号: CM0012133

前書き

標識ウサギモノクローナル抗体は、TRAIL誘導性アポトーシスを抑制するデコイ受容体であるヒト CD263/TRAIL-R3 (TNFRSF10C) を標的とします。フローサイトメトリーで検証済みであり、アポトーシスや免疫学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD263/TRAIL-R3 mAb
備考/別名	TNFRSF10C; CD263; DCR1; DCR1-TNFR; LIT; TRAIL-R3; TRAILR3; TRID; TNF receptor superfamily member 10c
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8794
GeneID	8794
免疫原	ヒト CD263/TRAIL-R3 (NP_003832.3) のアミノ酸 26-235 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	O14798
タンパク質分子量	27kDa
配送	氷袋