


フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒト CD26/Dpp4 モノクローナル抗体 - P27487

商品番号: CM0004425



前書き

フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒト CD26/DPP4 モノクローナル抗体。免疫調節と細胞接着に関与する T細胞活性化抗原およびジペプチジルペプチダーゼIV であるヒトCD26を認識します。組換えウサギmAb、UniProt P27487。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD26/DPP4 mAb
備考/別名	CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1803
GeneID	1803
免疫原	ヒトCD26/DPP4 (NP_001926.2) のアミノ酸29-766に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	P27487
タンパク質分子量	88kDa
輸送	氷袋