


ウサギ抗ヒト Cd26/Dpp4 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P27487

商品番号: CM0005478



前書き

標識ウサギモノクローナル抗体（ヒトCD26/DPP4標的）。フローサイトメトリーで検証済み。T細胞活性化、ジペプチジルペプチダーゼ研究、およびMERS-CoV受容体研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD26/DPP4 mAb
備考/別名	DPP4; ADABP; ADCP2; CD26; DPPIV; TP103; ジペプチジルペプチダーゼ 4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1803
GeneID	1803
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD26/DPP4(NP_001926.2)のアミノ酸29-766に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P27487
タンパク質分子量	88kDa
配送	アイスバッグ