

ウサギ抗ヒトCD27 Mab（Fc用） - P26842

商品番号: CM0010817



前書き

ヒトCD27（TNFRSF7）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）での性能検証済み。CD27はT細胞、NK細胞、B細胞に発現する共刺激性免疫チェックポイント受容体であり、T細胞の活性化と記憶に関与します。免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD27 mAb
備考／別名	TL4; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	939
GeneID	939
免疫原	ヒトCD27のアミノ酸21～192に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_001233.2）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P26842
タンパク質分子量	29kDa
輸送	保冷バッグ