

ウサギ抗ヒト CD27 モノクローナル抗体（Fc用） - P26842

商品番号: CM0009753



前書き

フローサイトメトリー用のヒト

CD27（TNFRSF7）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。免疫原：組換えタンパク質（アミノ酸21～192）。T細胞、B細胞、NK細胞の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD27 mAb
備考／別名	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	939
遺伝子ID	939
免疫原	組換えタンパク質（ヒトCD27のアミノ酸21～192）
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P26842
タンパク質分子量	29kDa
輸送条件	保冷バッグ