

ウサギ抗ヒトCD27モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P26842

商品番号: CM0012466



前書き

ヒトCD27を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。T細胞活性化に関与する共刺激受容体で、免疫腫瘍学研究に適しています。 - P26842

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD27 mAb
別名	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	939
GeneID	939
免疫原	ヒトCD27 (NP_001233.2) のアミノ酸21～192番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P26842
タンパク質分子量	29kDa
発送方法	氷袋