


フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒトCD27 モノクローナル抗体 - P26842

商品番号: CM0011684



前書き

フローサイトメトリーでの使用が検証済みのウサギ・モノクローナル抗ヒトCD27抗体（結合体型）です。T細胞、NK細胞、B細胞上に存在する共刺激免疫受容体であるCD27/TNFRSF7を検出します。ヒトCD27と交差反応します。免疫原は組換えヒトCD27（アミノ酸21-192番）です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD27 モノクローナル抗体
別名	TL4; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	939
GeneID	939
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD27 (NP_001233.2) のアミノ酸21-192番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	P26842
タンパク質分子量	29kDa
発送方法	保冷剤