

フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒトCd270/Hvem モノクローナル抗体 - Q92956

商品番号: CM0012688



前書き

フローサイトメトリー用の、ヒトCD270/HVEMを対象とするABflo

488標識ウサギモノクローナル抗体です。B細胞、T細胞、単球上のTNFRSF14を標的とし、免疫学、感染症、がん研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD270/HVEM mAb
別名	TNFRSF14; ATAR; CD270; HVEA; HVEM; LIGHTR; TR2; TNF受容体スーパーファミリー14
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	8764
GeneID	8764
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD270/HVEM(NP_003811.2)のアミノ酸39～162番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	Q92956
タンパク質分子量	21kDa/30kDa
輸送方法	保冷剤