

Rabbit Anti-Human Cd270/Hvem Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q92956

商品番号: CM0005704



前書き

ヒトCD270/HVEM（TNFRSF14）に対するウサギモノクローナル抗体で、[Q92956](#)で標識されています。フローサイトメトリーで検証済み。免疫細胞シグナル伝達、ヘルペスウイルス侵入、および免疫チェックポイント調節に関与するTNF受容体スーパーファミリーメンバー14を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD270/HVEM mAb
備考/別名	TNFRSF14; ATAR; CD270; HVEA; HVEM; LIGHTR; TR2; TNF receptor superfamily member 14
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8764
GeneID	8764
免疫原	ヒトCD270/HVEM（NP_003811.2）のアミノ酸39-162に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q92956
タンパク質分子量	21kDa/30kDa
配送	氷袋