


フローサイトメトリー用 Rabbit Anti-Human Cd271/Ngfr Mab - P08138

商品番号: CM0005455



前書き

で標識された、ヒトCD271/NGFR (p75NTR) 特異的ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用途に設計。神経栄養因子シグナル伝達、細胞生存、神経細胞分化の研究を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD271/NGFR mAb
備考/別名	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR
種	ヒト
遺伝子ID	4804
免疫原	ヒトCD271/NGFR (NP_002498.1) のアミノ酸29-250に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P08138
タンパク質分子量	35kDa/45kDa
輸送	保冷剤