


ウサギ抗ヒト CD273/Pd-L2 Mab（フローサイトメトリー用）- Q9Bq51

商品番号: CM0011814



前書き

結合ウサギモノクローナル抗体（ヒトPD-L2/CD273標的）。フローサイトメトリーで検証済み。がんおよび自己免疫研究における免疫チェックポイント制御とT細胞抑制の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	ウサギ抗ヒト CD273/PD-L2 mAb
備考/別名	B7DC; Btdc; PDL2; CD273; PD-L2; PDCD1L2; hA574F11.2; PDCD1LG2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	80380
遺伝子ID	80380
免疫原	ヒト CD273/PD-L2 (NP_079515.2) のアミノ酸20-219に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9BQ51
タンパク質分子量	21kDa/31kDa
配送	氷袋