


ウサギ抗ヒトCD28 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P10747

商品番号: CM0012036



前書き

標識ウサギモノクローナル抗体、ヒトCD28 (Tp44) に対する。フローサイトメトリー用に設計。この抗体はT細胞特異的細胞表面糖タンパク質CD28を標的とし、T細胞の活性化、増殖、免疫調節に関する研究を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD28 mAb
備考/別名	Tp44
種	ヒト
GeneID (ヒト)	940
GeneID	940
免疫原	ヒトCD28 全長組換えタンパク質 (P10747)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	P10747
タンパク質分子量	25kDa
発送	保冷バッグ