


フローサイトメトリーおよびT細胞刺激用ウサギ抗ヒトCD28モノクローナル抗体 - P10747

商品番号: CM0010975



前書き

T細胞共刺激受容体であるヒトCD28 (Tp44) を標的とするウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーおよびin vitro T細胞刺激/活性化に適しています。免疫学および免疫腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD28モノクローナル抗体
備考/別名	Tp44
種	ヒト
GeneID (ヒト)	940
GeneID	940
免疫原	ヒトCD28組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC、in vitro T細胞刺激/活性化
交差性	ヒト
SWISS	P10747
タンパク質分子量	25kDa
発送	保冷バッグ