


ウサギ抗ヒト Cd28 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P10747

商品番号: CM0005036



前書き

フローサイトメトリー用に検証済みの高品質結合ウサギ抗ヒトCD28モノクローナル抗体（クローンTp44）。T細胞活性化および免疫チェックポイントの研究に最適です。Swiss-Prot: P10747。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD28 mAb
備考/別名	Tp44
種	ヒト
GeneID (ヒト)	940
GeneID	940
免疫原	ヒト CD28 全長組換えタンパク質 (P10747)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P10747
タンパク質分子量	25kDa
配送	氷袋