

ウサギ抗ヒト CD298/ATP1B3 モノクローナル抗体 フローサイトメトリー用 - P54709

商品番号: CM0009067



前書き

標識ウサギモノクローナル抗体、ヒト CD298/ATP1B3 に対する。フローサイトメトリーで検証済み。ナトリウム/カリウム輸送ATPアーゼβ-3サブユニットを標的とし、体外診断用医薬品（IVD）用途における細胞表面染色に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD298/ATP1B3 モノクローナル抗体
備考/別名	CD298; ATPB-3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	483
GeneID	483
免疫原	ヒト CD298/ATP1B3 (NP_001670.1) のアミノ酸 66-279 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	P54709
タンパク質分子量	32kDa
発送条件	保冷バッグ