


ウサギ抗ヒトCD30モノクローナル抗体（Fc用） - P28908

商品番号: CM0010436



前書き

ヒトCD30（Ki-1）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）。リンパ球の活性化に関与する50～63kDaのTNFRスーパーファミリーメンバーを認識します。ヒトとの交差反応性が確認されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD30 mAb
備考／別名	CD30 ; Ki-1 ; DISI66E
種	ヒト
GeneID（ヒト）	943
GeneID	943
免疫原	ヒトCD30のアミノ酸19～379に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_001234.3）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P28908
タンパク質分子量	14kDa／50kDa／63kDa
輸送条件	保冷バッグ