


ウサギ抗ヒトCD30 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P28908

商品番号: CM0009893



前書き

ヒトCD30（TNFRSF8、Ki-1）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体です。細胞外ドメイン（アミノ酸19-379番）を認識します。フローサイトメトリーによるCD30陽性細胞の検出に用いられます。反応性：ヒト。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD30 mAb
備考/別名	CD30; Ki-1; D1S166E
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	943
遺伝子ID	943
免疫原	組換えタンパク質：ヒトCD30（NP_001234.3）のアミノ酸19-379番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISSプロット	P28908
タンパク質分子量	14kDa/50kDa/63kDa
発送方法	保冷剤