


ウサギ抗ヒト Cd300A モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q9Ugn4

商品番号: CM0008107



前書き

フローサイトメトリー用に検証された、ヒト CD300a (CMRF35H, IRp60) を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。NK細胞、T細胞、および肥満細胞上の阻害受容体を検出します。UniProt: Q9UGN4。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD300a mAb
備考/別名	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11314
遺伝子ID	11314
免疫原	ヒト CD300a (NP_009192.2) のアミノ酸 18-178 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UGN4
タンパク質分子量	33kDa/20kDa/12kDa/16.5kDa
配送	アイスバッグ