


ウサギ抗ヒトCD300A/C モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q9Ugn4/Q08708

商品番号: CM0009989



前書き

ヒトCD300a/cを標的とする共役ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。NK細胞、T細胞、その他白血球上の免疫抑制性受容体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD300 a/c mAb
別名	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9
種	ヒト
遺伝子ID	11314/10871 (ヒト)
免疫原	ヒトCD300a (NP_009192.2) のアミノ酸18-178番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UGN4/Q08708
タンパク質分子量	33kDa
輸送方法	氷袋