


ウサギ抗ヒトCD300Cモノクローナル抗体（If/Icc、Fc用） - Q08708

商品番号: CM0011872



前書き

がコンジュゲートされたウサギ抗ヒトCD300cモノクローナル抗体で、免疫蛍光法（IF/ICC）およびフローサイトメトリー（FC）での使用が検証済みです。単球、好中球、リンパ球サブセットに発現する細胞膜免疫受容体であるCD300cを検出します。ヒト検体用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD300c mAb
別名	LIR; CLM-6; CMRF35; IGSF16; CMRF-35; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A1; CMRF35-A1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10871
遺伝子ID	10871
免疫原	ヒトCD300C (NP_006669.1) のアミノ酸21～183番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
応用用途	IF/ICC、FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q08708
タンパク質分子量	25kDa
発送方法	保冷剤