


ウサギ抗ヒトCD300C モノクローナル抗体（If/Icc、Fc用） - Q08708

商品番号: CM0006062



前書き

ヒトCD300c（CMRF35様分子6）に対するウサギモノクローナル抗体で、に結合しています。IF/ICCおよびFCに適しています。標的分子量：25 kDa。ヒト検体と反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD300c mAb
備考/別名	LIR; CLM-6; CMRF35; IGSF16; CMRF-35; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A1; CMRF35-A1
種	ヒト
GeneID (Human)	10871
免疫原	ヒトCD300C（NP_006669.1）のアミノ酸21-183に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	IF/ICC, FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q08708
タンパク質分子量	25 kDa
輸送	保冷剤（氷袋）