


ウサギ抗ヒトCD300C モノクローナル抗体（If/Icc、Fc用） - Q08708

商品番号: CM0004932



前書き

ヒトCD300c（CMRF35様分子6）に対する標識ウサギモノクローナル抗体です。免疫蛍法（IF/ICC）およびフローサイトメトリー（FC）での検証が完了しています。ヒトと反応し、免疫細胞研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD300c mAb
別名	LIR; CLM-6; CMRF35; IGSF16; CMRF-35; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A1; CMRF35-A1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10871
免疫原	ヒトCD300C（NP_006669.1）のアミノ酸21～183番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	IF/ICC、FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q08708
タンパク質分子量	25kDa
配送方法	保冷剤