

ウサギ抗ヒトCD300F/Irem-1 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q8Tdq1

商品番号: CM0008719



前書き

フローサイトメトリー用の共役ウサギ抗ヒトCD300F/IREM-

1モノクローナル抗体です。骨髄細胞上の抑制性受容体を標的とし、エフェロサイトーシス（死細胞貪食）と免疫調節に関与します。ヒトでの検証が完了しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD300F/IREM-1 mAb
別名	CD300LF; CD300f; CLM-1; CLM1; IREM-1; IREM1; IgSF13; LMIR3; NKIR; CMRF35-like molecule 1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	146722
GeneID	146722
免疫原	ヒトCD300F/IREM-1 (NP_620587.2) のアミノ酸20-156番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	Q8TDQ1
タンパク質分子量	18kDa/21kDa/26kDa/32kDa
発送方法	氷袋梱包