

フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒト Cd300F/Irem-1 モノクローナル抗体 - Q8Tdq1

商品番号: CM0011478



前書き

ヒトCD300F/IREM-1 (CMRF35様分子1) を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。この抑制性受容体は骨髄細胞機能、エフェロサイトーシス（死細胞貪食）、アレルギー応答を制御します。免疫細胞プロファイリング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD300F/IREM-1 mAb
別名	CD300LF; CD300f; CLM-1; CLM1; IREM-1; IREM1; IgSF13; LMIR3; NKIR; CMRF35-like molecule 1
反応種	ヒト
GeneID (ヒト)	146722
GeneID	146722
免疫原	ヒトCD300F/IREM-1 (NP_620587.2) のアミノ酸20～156番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8TDQ1
タンパク質分子量	18kDa/21kDa/26kDa/32kDa
発送方法	保冷剤