

フローサイトメトリー用ウサギ抗ヒトCD300F/Irem-1モノクローナル抗体 - Q8Tdq1

商品番号: CM0005934



前書き

ヒトCD300F/IREM-

1を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。免疫制御と死細胞貪食（エフェロサイトーシス）に関与する骨髄球上の抑制性受容体を認識します。免疫学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD300F/IREM-1 mAb
別名	CD300LF; CD300f; CLM-1; CLM1; IREM-1; IREM1; IgSF13; LMIR3; NKIR; CMRF35-like molecule 1
反応種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	146722
遺伝子ID	146722
免疫原	ヒトCD300F/IREM-1 (NP_620587.2) のアミノ酸20～156番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	Q8TDQ1
タンパク質分子量	18kDa/21kDa/26kDa/32kDa
輸送方法	保冷剤同梱