

フローサイトメトリー用 標識ウサギ抗ヒト CD301/Clec10A モノクローナル抗体 - Q8Iun9

商品番号: CM0004391



前書き

フローサイトメトリー用、ヒト CD301/CLEC10A
を標的とする

標識ウサギモノクローナル抗体。APC上のGalNAc末端型糖鎖に結合するC型レクチン受容体を認識し、免疫学および腫瘍学研究に関連します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD301/CLEC10A モノクローナル抗体
備考/別名	HML; MGL; HML2; CD301; CLECSF13; CLECSF14; CD301/CLEC10A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10462
GeneID	10462
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8IUN9
タンパク質分子量	28kDa/32kDa/35kDa
輸送	保冷剤 (アイスバッグ)