

ウサギ抗ヒト CD301/Clec10A モノクローナル抗体（Fc用） - Q8Iun9

商品番号: CM0010938



前書き

フローサイトメトリー（FC）用に検証済みの、ヒト CD301/CLEC10A (CLEC10A) を標的とする 標識ウサギモノクローナル抗体。樹状細胞上のC型レクチン受容体を認識；ヒト特異的。免疫学および腫瘍学研究に。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD301/CLEC10A mAb
備考/別名	HML, MGL, HML2, CD301, CLECSF13, CLECSF14, CD301/CLEC10A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10462
GeneID	10462
免疫原	ヒト CD301/CLEC10A (NP_878910.1) のアミノ酸 61-316 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8IUN9
タンパク質分子量	28kDa/32kDa/35kDa
配送	氷袋