

Abflo 488 ウサギ抗ヒト Cd301/Clec10A モノクローナル抗体（Fc用） - Q8Iun9

商品番号: CM0004411



前書き

フローサイトメトリー用、ヒト CD301/CLEC10A
を標的とする ABflo 488

標識ウサギモノクローナル抗体。GalNAc
認識、免疫調節、および骨髄系細胞での抗原提示に関
与する C 型レクチン受容体を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD301/CLEC10A mAb
備考/別名	HML; MGL; HML2; CD301; CLECSF13; CLECSF14; CD301/CLEC10A
種	ヒト
遺伝子 ID (ヒト)	10462
免疫原	ヒト CD301/CLEC10A (NP_878910.1) のアミノ酸 61-316 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8IUN9
タンパク質分子量	28kDa/32kDa/35kDa
配送	アイスバッグ