

Rabbit Anti-Human Cd303/Bdca-2 Monoclonal Antibody For Fc - Q8Wtt0

商品番号: CM0007776



前書き

フローサイトメトリー用に検証された、ヒトCD303/B
DCA-2 (CLEC4C)

を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。形質細胞様樹状細胞のマーカーを標的とします。免疫学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD303/BDCA-2 mAb
備考/別名	CLEC4C; BDCA2; CD303; CLECSF11; CLECSF7; DLEC; HECL; PRO34150; C-type lectin domain family 4 member C
種	ヒト
GeneID (ヒト)	170482
GeneID	170482
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8WTT0
タンパク質分子量	21kDa/25kDa
配送	アイスバッグ