

フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒトCD303/Bdca-2 モノクローナル抗体 - Q8Wtt0

商品番号: CM0012287



前書き

フローサイトメトリー用の、ヒトCD303/BDCA-2 (CLEC4C)に対する共役ウサギモノクローナル抗体です。ヒトCD303を認識します。研究および診断用途における形質細胞様樹状細胞の同定に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD303/BDCA-2 mAb
別名	CLEC4C; BDCA2; CD303; CLECSF11; CLECSF7; DLEC; HECL; PRO34150; C型レクチンドメインファミリー4メンバーC
対象種	ヒト
遺伝子ID	170482
免疫原	ヒトCD303/BDCA-2 (NP_569708.1) のアミノ酸45～213番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8WTT0
タンパク質分子量	21kDa/25kDa
配送方法	保冷剤