

ウサギ抗ヒトCD303/Bdca-2モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q8Wtt0

商品番号: CM0011860



前書き

ヒトCD303/BDCA-2

(CLEC4C)を標的とする結合型ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの使用が検証済みで、形質細胞様樹状細胞の免疫表現型解析に最適です。SWISS: Q8WTT0。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD303/BDCA-2 mAb
別名	CLEC4C; BDCA2; CD303; CLECSF11; CLECSF7; DLEC; HECL; PRO34150; C-type lectin domain family 4 member C
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	170482
遺伝子ID	170482
免疫原	ヒトCD303/BDCA-2 (NP_569708.1)のアミノ酸45-213番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8WTT0
タンパク質分子量	21kDa/25kDa
発送	氷袋