

フローサイトメトリー用ウサギ抗ヒトCD303/Bdca-2 モノクローナル抗体 - Q8Wtt0

商品番号: CM0008854



前書き

ヒトCD303/BDCA-2に対するモノクローナルウサギ抗体で、で標識されており、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。形質細胞様樹状細胞や抗原提示機構の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD303/BDCA-2 mAb
別名	DLEC; HECL; BDCA2; CD303; BDCA-2; CLECSF7; CLECSF11; PRO34150
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	170482
GeneID	170482
免疫原	組換えタンパク質；ヒトCD303/BDCA-2 (NP_569708.1) のアミノ酸45-213番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8WTT0
タンパク質分子量	21kDa/25kDa
発送	保冷剤