


フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒトCd304/ニューロピリン-1 モノクローナル抗体 - O14786

商品番号: CM0009792



前書き

フローサイトメトリー用のヒトCD304/ニューロピリン-1（SWISS O14786）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体です。細胞外ドメインを含む組換え免疫原で検証済みです。血管新生、神経発生、ウイルス侵入研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD304/ニューロピリン-1 mAb
別名	NP1; NRP; BDCA4; CD304; VEGF165R
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	8829
GeneID	8829
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD304/ニューロピリン-1 (NP_003864.5) のアミノ酸22-644番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	O14786
タンパク質分子量	68kDa/71kDa/103kDa
発送	保冷剤