

ウサギ抗ヒトCd305/Lair1 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q6Gtx8

商品番号: CM0006117



前書き

ウサギ抗ヒトCD305/LAIR1

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）。ヒトLAIR1に特異的で、NK細胞、T細胞、B細胞、単球、樹状細胞に発現。免疫細胞受容体解析に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD305/LAIR1 mAb
備考/別名	LAIR1; CD305; LAIR-1; 白血球関連免疫グロブリン様受容体1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3903
免疫原	ヒトCD305/LAIR1 (NP_002278.2) のアミノ酸22-163に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6GTX8
タンパク質分子量	23kDa/29kDa/31kDa
発送	保冷剤付き