

ウサギ抗ヒト CD305/Lair1 Mab - Q6Gtx8

商品番号: CM0012268



前書き

結合ウサギモノクローナル抗体（ヒトCD305/LAIR1用）。フローサイトメトリーで検証済み。NK細胞、T細胞、B細胞上の抑制受容体を検出し、免疫学および免疫腫瘍学の研究を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD305/LAIR1 mAb
備考/別名	LAIR1; CD305; LAIR-1; 白血球関連免疫グロブリン様受容体1
種	ヒト
遺伝子ID	3903
免疫原	ヒトCD305/LAIR1 (NP_002278.2) のアミノ酸22-163に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6GTX8
タンパク質分子量	23kDa/29kDa/31kDa
配送	アイスバッグ