

ウサギ抗ヒトCd305/Lair1 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q6Gtx8

商品番号: CM0004480



前書き

で標識された、ヒトCD305/LAIR1に対するウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー(FC)で検証済み。NK細胞、T細胞、B細胞上の抑制性受容体を認識し、免疫学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD305/LAIR1 mAb
備考/別名	LAIR1; CD305; LAIR-1; leukocyte-associated immunoglobulin-like receptor 1
種	ヒト
遺伝子ID	3903 (ヒト)
免疫原	ヒトCD305/LAIR1のアミノ酸22-163に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_002278.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6GTX8
タンパク質分子量	23kDa/29kDa/31kDa
発送	保冷バッグ