

ウサギ抗ヒト Cd307A/Fcrl1 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q96La6

商品番号: CM0010267

前書き

ヒトCD307a/FCRL1（Fc受容体様タンパク質1）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。ヒトサンプルにおけるフローサイトメトリーで検証済みで、B細胞サブセット解析および免疫表現型解析研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD307a/FCRL1 mAb
備考／別名	FCRH1; IFGP1; IRTA5; CD307a
種特異性	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	115350
遺伝子ID	115350
免疫原	組換えタンパク質；ヒトCD307a/FCRL1（NP_443170.1）のアミノ酸17-303に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
抗体源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー（FC）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96LA6
タンパク質分子量	47kDa/40kDa/22kDa
発送条件	保冷バッグ（氷）