

ウサギ抗ヒトCd307A/Fcrl1 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q96La6

商品番号: CM0005122

前書き

ヒトCD307a/FCRL1（FCRH1、IRTA5、CD307a）を標的とする共役ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの使用が検証済みで、B細胞の活性化およびシグナル伝達経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ウサギ抗ヒトCD307a/FCRL1 mAb
別名	FCRH1; IFGP1; IRTA5; CD307a
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	115350
遺伝子ID	115350
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96LA6
タンパク質分子量	47kDa/40kDa/22kDa
配送方法	保冷剤