

Rabbit Anti-Human Cd307A/Fcrl1 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q96La6

商品番号: CM0004265

前書き

ヒトCD307a/FCRL1を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。B細胞受容体シグナル伝達の研究、免疫表現型分析、およびB細胞研究アプリケーションに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD307a/FCRL1 mAb
備考/別名	FCRH1; IFGP1; IRTA5; CD307a
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	115350
遺伝子ID	115350
免疫原	組換えタンパク質：ヒトCD307a/FCRL1 (NP_443170.1) のアミノ酸17-303に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96LA6
タンパク質分子量	47kDa/40kDa/22kDa
配送	氷袋