

ウサギ抗ヒト CD307B (Fcrl2) モノクローナル抗体 (Fc用) - Q96La5

商品番号: CM0004347

前書き

フローサイトメトリー用ヒト CD307b (FCRL2) 標的
標識ウサギモノクローナル抗体。ヒトサンプルで検証
済み。CD307bはB細胞の発達を制御する可能性があ
り、メモリーB細胞に優先的に発現します。

[詳細を学ぶ](#)

製品名	ウサギ抗ヒト CD307b mAb
備考/別名	FCRH2, IFGP4, IRTA4, SPAP1, CD307b, SPAP1A, SPAP1B, SPAP1C
種	ヒト
遺伝子ID	79368
免疫原	組換えタンパク質（ヒト CD307b のアミノ酸 20-395 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_110391.2)）
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96LA5
タンパク質重量	56kDa
配送	アイスバッグ