

ウサギ抗ヒトCD307B モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q96La5

商品番号: CM0005869

この抗体は、ヒトCD307b (FCRL2/IRTA4) に対する共役ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの検証が完了しており、B細胞発生およびメモリーB細胞研究に適しています。

前書き

ヒトCD307b (FCRL2/IRTA4) に対する共役ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの検証が完了しており、B細胞発生およびメモリーB細胞研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

項目	詳細
製品名	ウサギ抗ヒトCD307b モノクローナル抗体
別名	FCRH2; IFGP4; IRTA4; SPAP1; CD307b; SPAP1A; SPAP1B; SPAP1C
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79368
遺伝子ID	79368
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD307b (NP_110391.2) のアミノ酸20〜395番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	Q96LA5
タンパク質分子量	56kDa
輸送方法	氷袋梱包