

## ウサギ抗ヒト CD307B モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q96La5

商品番号: CM0005863

### 前書き

フローサイトメトリー用に最適化された、ヒト CD307b (FCRL2) を標的とする高品質な 標識ウサギモノクローナル抗体。ヒト交差反応性、56 kDa のタンパク質分子量、組換え免疫原で検証済み。B細胞免疫学研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 仕様                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 製品名      | ウサギ抗ヒト CD307b mAb                                          |
| 備考/別名    | FCRH2; IFGP4; IRTA4; SPAP1; CD307b; SPAP1A; SPAP1B; SPAPIC |
| 種        | ヒト                                                         |
| GeneID   | 79368                                                      |
| 免疫原      | ヒト CD307b (NP_110391.2) のアミノ酸 20-395 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質  |
| ソース      | ウサギ                                                        |
| カテゴリー    | モノクローナル抗体                                                  |
| アプリケーション | FC                                                         |
| 交差反応性    | ヒト                                                         |
| SWISS    | Q96LA5                                                     |
| タンパク質分子量 | 56kDa                                                      |
| 配送       | 氷袋                                                         |