

ウサギ抗ヒト Cd314 モノクローナル抗体（Fc用） - P26718

商品番号: CM0010636



前書き

標識ウサギモノクローナル抗体、ヒトCD314（NKG2D）に対する抗体。フローサイトメトリーで検証済み。免疫学およびがん研究における活性化NK細胞受容体の発現を直接検出できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD314 mAb
備考／別名	KLR ; CD314 ; NKG2D ; NKG2-D ; D12S2489E
種	ヒト
Gene ID（ヒト）	22914
Gene ID	22914
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P26718
タンパク質分子量	25kDa
輸送条件	保冷バッグ