

ウサギ抗ヒトCD314 (Nkg2D) モノクローナル抗体 (Fc用) - P26718

商品番号: CM0008716



前書き

ヒトCD314 (NKG2D)

に対する標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。免疫監視機構の研究やNK/T細胞活性化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD314 mAb
別名	KLR; CD314; NKG2D; NKG2-D; DI2S2489E
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	22914
遺伝子ID	22914
免疫原	ヒトCD314 (NP_031386.2) のアミノ酸73～216番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
応用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P26718
タンパク質分子量	25kDa
発送方法	保冷剤