

Rabbit Anti-Human Cd317/Bst2 Mab For Fc - Q Q10589

商品番号: CM0009447



前書き

標識ウサギ抗ヒトCD317/BST2 (Tetherin/HM1.24) モノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）用に検証済み。20 kDaの抗ウイルス制限因子を標的とし、自然免疫およびウイルス出芽の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD317/BST2 mAb
備考/別名	CD317; HM1.24; TETHERIN
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	684
遺伝子ID	684
免疫原	ヒトCD317/BST2 (NP_004326.1) のアミノ酸49-160に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q10589
タンパク質分子量	20kDa
配送	アイスバッグ