

フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒトCd317/Bst2 Mab - Q10589

商品番号: CM0008602



前書き

ヒトCD317/BST2（テセリン）を標的とする共役ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリー用途向けに設計されており、ウイルス制限機構、B細胞の発生、多発性骨髄腫の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD317/BST2 mAb
備考/別名	CD317; HML24; TETHERIN
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	684
遺伝子ID	684
免疫原	ヒトCD317/BST2 (NP_004326.1) のアミノ酸49～160番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q10589
タンパク質分子量	18kDa/19kDa
発送方法	氷袋梱包